


Wb, If/Icc, Elisa용 사이클린 E2 폴리클로날 항체 - O96020

품목 번호: CM0029666



소개

인간 사이클린 E2 (CCNE2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA에 적합합니다. 약 47 kDa 밴드를 검출합니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin E2 Rabbit pAb
비고/별칭	CYCE2; Cyclin E2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	9134
GeneID	9134
면역원(Immunogen)	인간 사이클린 E2 (NP_477097.1)의 아미노산 255-404에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	O96020
단백질 분자량	47kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)