


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cyclin E2 폴리클로날 항체 - O96020

품목 번호: CM0027439



소개

인간 Cyclin E2 (CYCE2)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합하며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 주기, 암, 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cyclin E2 Rabbit pAb
비고/별칭	CYCE2; Cyclin E2
종	인간
유전자 ID (인간)	9134
유전자 ID	9134
면역원	인간 Cyclin E2 (NP_477097.1)의 아미노산 255-404에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	O96020
단백질 무게	47kDa
배송	아이스백