

Anti-Cyclin G1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P51959

품목 번호: CM0026178

소개

사람, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증된 Cyclin G1 (CCNG1)에 대한 토끼 폴리클론항체입니다. Cyclin G1은 DNA 손상 반응에서 G2/M기 정지와 연관되어 있습니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cyclin G1 Rabbit pAb
비고/별칭	CCNG; Cyclin G1
종 특이성	사람
유전자 ID	900 (Human)
면역원	사람 Cyclin G1 (NP_004051.1)의 아미노산 200-295 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P51959
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백