


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Cyclin H 단일클론 항체 - P51946

품목 번호: CM0002992



소개

웨스턴 블롯(WB), ELISA 적용을 위한 Cyclin H (CAK)에 대한 토끼 단일클론 항체. 인간 및 마우스와 반응합니다. CDK-활성화 키나제 복합체를 통한 세포 주기 조절 및 전사에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin H Rabbit mAb
비고/별칭	CAK; p34; p37; CycH; Cyclin H
종	인간
GeneID	902
면역원	인간 Cyclin H (P51946)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원산지	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P51946
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백