


Wb, Ip, Elisa용 사이클린 H(Cyclin H) 폴리클로날 항체 - P51946

품목 번호: CM0017669



소개

CAK 복합체 서브유닛인 인간 사이클린 H(Cyclin H)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IP 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 세포 주기 및 전사 조절 연구를 지원합니다. (38 kDa)

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin H Rabbit pAb
비고/별칭	CAK; p34; p37; Cych; Cyclin H
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	902
면역원(Immunogen)	인간 사이클린 H(Cyclin H) (NP_001230.1)의 아미노산 1-323에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P51946
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)