


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cyclin H 토끼 단일클론 항체 - P51946

품목 번호: CM0011241



소개

Cyclin H 토끼 mAb는 인간 및 마우스 Cyclin H를 인식하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 사용하도록 설계되었습니다. 세포 주기 및 전사 조절 연구에서 연구용으로 검증되었습니다. 38 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin H 토끼 mAb
비고/별칭	CAK; p34; p37; CycH; Cyclin H
종	인간
유전자 ID (인간)	902
유전자 ID	902
면역원	인간 Cyclin H(P51946)의 아미노산 224-323 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P51946
단백질 분자량	38kDa
배송	얼음팩