


Wb, Elisa용 Anti-Cyclin H 토끼 다클론 항체 - P51946

품목 번호: CM0020940



소개

Western blot 및 ELISA용으로 검증된 Cyclin H 토끼 다클론 항체(P51946). 세포 주기 조절과 RNA 중합효소 II 전사에 필수적인 CDK 활성화 키나제 복합체의 구성 요소인 인간 Cyclin H를 표적으로 합니다. 인간과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclin H 토끼 pAb
비고/별칭	CAK; p34; p37; CycH; Cyclin H
종	인간
GeneID (인간)	902
GeneID	902
면역원	인간 Cyclin H(NP_001230.1)의 아미노산 1~323번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 생산 숙주	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P51946
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스팩