

## Anti-Cyclin K Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - O75909

품목 번호: CM0015740



### 소개

Cyclin K Rabbit Polyclonal Antibody (O75909) validated for WB, IHC-P, ELISA in human, mouse, rat. Regulatory subunit of CDKs; functions in transcription regulation via RNA Pol II CTD phosphorylation.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | Cyclin K Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭   | CPR4; IDHDHF; Cyclin K                                             |
| 종       | 사람(Human)                                                          |
| 유전자 ID  | 881 (사람)                                                           |
| 면역원     | 사람 Cyclin K (NP_001092872.1)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원     | 토끼(Rabbit)                                                         |
| 카테고리    | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                    |
| 애플리케이션  | WB, IHC-P, ELISA                                                   |
| 교차 반응성  | 사람(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)                                      |
| SWISS   | O75909                                                             |
| 단백질 분자량 | 64kDa                                                              |
| 배송      | 아이스백                                                               |