


Wb, Elisa용 Anti-Cyclin T1 폴리클로날 항체 - O60563

품목 번호: CM0023261



소개

인간 Cyclin T1 (CCNT/CYCT1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 전사 신장, P-TEFb 복합체 및 HIV Tat 상호작용 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	세부사항
제품명	Cyclin T1 Rabbit pAb
비고/별칭	CCNT; CYCT1; HIVE1; Cyclin T1
종	인간
GeneID (인간)	904
GeneID	904
면역원	인간 Cyclin T1 (NP_001231.2)의 아미노산 220-320 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60563
단백질 분자량	81kDa
배송	아이스백