

Wb, Elisa용 Anti-Cyclophilin 40 다클론 항체 - Q08752

품목 번호: CM0021797

소개

사람 Cyclophilin 40(PPID, CYP-40)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 랫드와 교차 반응합니다. 단백질 접힘, HSP90 코샤페론 복합체, 세포사멸 및 바이러스 복제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cyclophilin 40 토끼 pAb
비고/별칭	CYPD; CYP-40; Cyclophilin 40
종	사람
유전자 ID(사람)	5481
유전자 ID	5481
면역원	사람 Cyclophilin 40(NP_005029.1)의 아미노산 161-370에 해당하는 서열의 재조합 단백질
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	Q08752
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스팩