

## Wb, If/Icc, Elisa용 항-사이클로필린 40(Anti-Cyclophilin 40) 폴리클로날 항체 - Q08752

품목 번호: CM0027901

### 소개

인체 사이클로필린 40(CYP-40)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료; 마우스 및 래트와 교차 반응함; UniProt Q08752.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 사이클로필린 40 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭       | CYPD; CYP-40; 사이클로필린 40                                           |
| 종           | 인체(Human)                                                         |
| 유전자 ID (인체) | 5481                                                              |
| 유전자 ID      | 5481                                                              |
| 면역원         | 인체 사이클로필린 40(NP_005029.1)의 아미노산 161-370에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 출처          | 토끼                                                                |
| 카테고리        | 폴리클로날 항체                                                          |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                                 |
| 교차 반응성      | 인체, 마우스, 래트                                                       |
| SWISS       | Q08752                                                            |
| 단백질 무게      | 41kDa                                                             |
| 배송          | 아이스팩                                                              |