

웨스턴 블롯(Wb), 효소면역측정법(Elisa)용 항시클로필린 B 단클론 항체 - P23284

품목 번호: CM0012528



소개

인간 시클로필린 B(PPIB, CYPB)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 단백질 접힘 및 샤페론 기능 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	시클로필린 B 토끼 단클론 항체(mAb)
비고/별칭	OI9; CYPB; SCYLP; CYP-S1; HEL-S-39; Cyclophilin B
종	인간
유전자 ID (인간)	5479
유전자 ID	5479
면역원	인간 시클로필린 B(P23284)의 아미노산 100-200번에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P23284
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스백