

Wb, Ip, Elisa용 Anti-Cyfp1 다클론 항체 - Q7L576

품목 번호: CM0015892



소개

인간 CYFIP1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IP, ELISA에 적합합니다. 특이적 면역원은 N-말단 아미노산 1-270입니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 번역 억제, 액틴 리모델링 및 신경 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYFIP1 토끼 pAb
비고/별칭	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
종	인간
GeneID (인간)	23191
GeneID	23191
면역원	인간 CYFIP1(NP_055423.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q7L576
단백질 분자량	145kDa
배송	아이스백