

Wb, If/Icc, Elisa용 항Cyfip1 토끼 단클론 항체 - Q7L576

품목 번호: CM0003146



소개

CYFIP1 토끼 단클론 항체(Q7L576)는 WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 번역 억제, 액틴 재구성 및 신경 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYFIP1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	SHYC; SRA1; SRA-1; P140SRA-1; CYFIP1
종	인간
유전자ID	23191
면역원	인간 CYFIP1(Q7L576)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q7L576
단백질 분자량	145kDa
배송 방식	아이스 팩