

Anti-Cyld Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nqc7

품목 번호: CM0030489



소개

CamelBio의 CYLD Rabbit pAb (Q9NQC7)는 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 폴리클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. NF- κ B 및 Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYLD Rabbit pAb
비고/별칭	EAC; MFT; SBS; TEM; BRSS; CDMT; MFT1; CYLD1; CYLDI; USPL2; FTDALS8; CYLD
종	인간
GeneID (인간)	1540
GeneID	1540
면역원	제조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NQC7
단백질 분자량	107kDa
배송	아이스백