

시노물구스 원숭이 Igd 항토키 단일클론 항체 - 원숭이 Igd

품목 번호: CM0008682

소개

시노물구스 원숭이 면역글로불린 델타 중쇄에 특이적인 토키 단일클론 항체입니다. IHC-P, FC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역 프로파일링 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	원숭이 Igd 토키 단일클론 항체
종	시노물구스
면역원	시노물구스 원숭이 면역글로불린 델타 중쇄의 재조합 단백질
항체 기원	토키
분류	단일클론 항체
적용 분야	IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	시노물구스
배송	아이스팩