


Wb 및 Elisa용 Anti-Cyp11A1 토끼 단일클론 항체 - P05108

품목 번호: CM0004696



소개

사람 CYP11A1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 사람 및 마우스 샘플에 대해 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 스테로이드 생성에 관여하는 미토콘드리아 콜레스테롤 사이드 체인 절단 효소를 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP11A1 Rabbit mAb
비고/별칭	CYP11A1; CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; cytochrome P450 family 11 subfamily A member 1
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1583
유전자 ID	1583
면항체원 (Immunogen)	사람 CYP11A1 (NP_000772.2)의 아미노산 40-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P05108
단백질 분자량	42kDa/60kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)