


Cyp11A1 항-토끼 폴리클론항체, Wb, Ihc-P, If-P, Elisa용 - P05108

품목 번호: CM0019452



소개

웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학, ELISA 검증 완료된 CYP11A1 토끼 폴리클론항체. 스테로이드 생성 연구를 위한 인간, 마우스, 래트 콜레스테롤 측사슬 절단 효소 검출. - P05108

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP11A1 토끼 pAb
비고/별칭	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
종	인간
GeneID (인간)	1583
GeneID	1583
면역원	합성 펩타이드 인간 CYP11A1 (NP_000772.2)의 아미노산 40-320 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05108
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백