


Wb, Elisa용 항-Cyp17A1 토끼 다클론 항체 - P05093

품목 번호: CM0017329



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 CYP17A1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 CYP17A1(57kDa)을 인식하며 쥐와 교차 반응합니다. 스테로이드 호르몬 생합성 및 시토크롬 P450 기능 연구에 이상적입니다. 유니프로트 P05093.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP17A1 토끼 pAb
비고/별칭	CPT7; CYP17; S17AH; P450C17; CYP17A1
종	인간
유전자 ID (인간)	1586
유전자 ID	1586
면역원	인간 CYP17A1(NP_000093.1)의 아미노산 209-508에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐
SWISS	P05093
단백질 분자량	57kDa
배송 방식	아이스백