

## Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cyp1A1 다클론 항체 - P04798

품목 번호: CM0020094



### 소개

WB, IF/ICC, ELISA 검증을 완료한 항-CYP1A1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드 CYP1A1을 검출합니다. 재조합 면역원(aa 200-460)을 사용하였습니다. 사이토크롬 P450 대사 및 독성학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CYP1A1 토끼 pAb                                                 |
| 비고/별칭       | AHH; AHRR; CP11; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX; CYP1A1 |
| 종           | 인간                                                            |
| 유전자 ID (인간) | 1543                                                          |
| 유전자 ID      | 1543                                                          |
| 면역원         | 인간 CYP1A1(NP_000490.1)의 200-460 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질      |
| 출처          | 토끼                                                            |
| 범주          | 다클론 항체                                                        |
| 응용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                   |
| SWISS       | P04798                                                        |
| 단백질 중량      | 58kDa                                                         |
| 배송          | 아이스팩                                                          |