

## Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cyp1A1 토끼 다클로날 항체 - P04798

품목 번호: CM0023857



### 소개

사람 CYP1A1에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 약물 대사, 호르몬 조절 및 지질 신호 연구에 유용합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 제품명         | CYP1A1 Rabbit pAb                                        |
| 비고/별칭       | AHH; AHRR; CYP1; CYP1A1; P1-450; P450-C; P450DX          |
| 종           | 사람 (Human)                                               |
| GeneID (사람) | 1543                                                     |
| GeneID      | 1543                                                     |
| 면역원         | 사람 CYP1A1 (NP_000490.1)의 아미노산 261-360 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 공급원         | 토끼 (Rabbit)                                              |
| 카테고리        | 다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                          |
| 응용          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                   |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 쥐                                               |
| SWISS       | P04798                                                   |
| 단백질 분자량     | 58kDa                                                    |
| 배송          | 아이스 백 (Ice bag)                                          |