

## Wb, If-P, Elisa용 Anti-Cyp1A2 다클론 항체 - P05177

품목 번호: CM0014740



### 소개

WB, IF-P, ELISA에 대해 검증된 토끼 다클론 CYP1A2 항체(SWISS P05177)이며, 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 사이토크롬 P450 약물 대사, 지질 신호전달 및 독성학 경로 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | CYP1A2 토끼 pAb                                                   |
| 비고/별칭       | CP12; CYP1A2; P3-450; P450(PA); CYP1A2                          |
| 종           | 인간                                                              |
| GeneID (인간) | 1544                                                            |
| GeneID      | 1544                                                            |
| 면역원         | 인간 CYP1A2(NP_000752.2)의 아미노산 205-305번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                              |
| 분류          | 다클론 항체                                                          |
| 적용 분야       | WB, IF-P, ELISA                                                 |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                     |
| SWISS       | P05177                                                          |
| 단백질 분자량     | 58kDa                                                           |
| 배송          | 아이스팩                                                            |