


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cyp1B1 폴리클로날 항체 - Q16678

품목 번호: CM0018501



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA 검증이 완료된 토끼 유래 인간 CYP1B1 폴리클로날 항체입니다. 스테로이드 및 이종물질 대사에 관여하는 사이토크롬 P450 1B1을 표적하며, 질병 연구 및 바이오마커 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP1B1 Rabbit pAb
비고/별칭	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
종	인간
GeneID (인간)	1545
GeneID	1545
면역원	인간 CYP1B1 (NP_000095.2)의 아미노산 244-543에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q16678
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백