

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Cyp1B1 토끼 다클론 항체 - Q16678

품목 번호: CM0014164



소개

인간 CYP1B1에 대한 이 토끼 다클론 항체는 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학 및 ELISA에 적합합니다.

사이토크롬 P450 대사 및 질병 연구를 위한 마우스와 랫드 샘플에도 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP1B1 토끼 pAb
비고/별칭	CP1B; ASGD6; GLC3A; CYP1B1; P4501B1; CYP1B1
종	인간
GeneID (인간)	1545
GeneID	1545
면역원	제조합 단백질 인간 CYP1B1(NP_000095.2)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16678
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩