

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cyp26A1 토끼 단일클론 항체 - O43174

품목 번호: CM0008852

소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA용 인간 CYP26A1에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 CYP26A1를 검출합니다. 다양한 조직에서 레티노산 대사 및 신호 전달을 타겟팅합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CYP26A1 Rabbit mAb
비고/별칭	CP26; CYP26; P450RAI; P450RAII; CYP26A1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	1592
GeneID	1592
면역원(Immunogen)	인간 CYP26A1 (O43174)의 아미노산 201-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O43174
단백질 분자량(Protein Weight)	56 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)