

Wb 및 Elisa용 Anti-Cyp27A1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q02318

품목 번호: CM0007263

소개

CYP27A1(스테롤 26-하이드록실라제)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 콜레스테롤 대사 및 담즙산 합성 연구에 이상적이며, IVD 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP27A1 Rabbit mAb
비고/별칭	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
종	인간
GeneID (인간)	1593
면역원	합성 펩타이드 인간 CYP27A1 (NP_000775.1)의 아미노산 431-530 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q02318
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백