

Anti-Cyp2C18 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P33260

품목 번호: CM0029936



소개

사람 CYP2C18에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 레티노이드 대사 및 사이토크롬 P450 연구에 적합합니다. 면역원: 아미노산 231-490.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP2C18 Rabbit pAb
비고/별칭	CPCI; CYP2C; CYP2C17; P450IIC17; P450-6B/29C; CYP2C18
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1562
유전자 ID	1562
면역원	사람 CYP2C18 (NP_000763.1)의 아미노산 231-490에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	P33260
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)