


Wb, If-P, Elisa용 항Cyp2D6 토끼 단클론 항체 - P10635

품목 번호: CM0010564



소개

CYP2D6에 대한 고특이성 토끼 단클론 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응하며 약 ~56 kDa 단백질을 검출합니다. 약물 대사 및 약물유전체학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP2D6 토끼 mAb
비고/별칭	CYP2D6; CYP2D; CYP2DL1; CYP2D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
종	사람
GeneID (사람)	1565
GeneID	1565
면역원	사람 CYP2D6 (P10635)의 아미노산 341-497에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P10635
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스백