


Wb 및 Elisa용 항-Cyp2D6 토끼 다클론 항체 - P10635

품목 번호: CM0014655



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 CYP2D6 토끼 다클론 항체로, 인간 CYP2D6을 검출하며 마우스 및 쥐와 교차반응성을 보입니다. 시토크롬 P450 약물대사 및 지질 신호전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP2D6 토끼 pAb
비고/별칭	CPD6; CYP2D; CYP2DL1; CYP2D6; P450C2D; P450DB1; CYP2D7AP; CYP2D7BP; CYP2D7P2; CYP2D8P2; P450-DB1; CYP2D6
종	인간
유전자ID (인간)	1565
면역원	인간 CYP2D6 (NP_000097.3)의 아미노산 20-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P10635
단백질 분자량	56kDa
배송 방식	아이스 팩