


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Cyp2E1 토끼 다클론 항체 - P05181

품목 번호: CM0021850



소개

웨스턴 블롯, IF, IHC 및 ELISA 연구에 사용되는 토끼 항-CYP2E1 다클론 항체입니다. 지방산 및 외인성 물질 대사에 관여하는 간 시토크롬 P450인 인간, 마우스 및 래트 CYP2E1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP2E1 토끼 pAb
비고/별칭	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; CYP2E1
종	인간
GeneID (인간)	1571
GeneID	1571
면역원	재조합 단백질 (인간 CYP2E1 (NP_000764.1)의 아미노산 234-493에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05181
단백질 분자량	57 kDa
배송 방식	아이스백