

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cyp2F1 폴리클론항체 - P24903

품목 번호: CM0030024

소개

CYP2F1에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. CYP2F1은 폐독성 물질 대사에 관여하는 사이토크롬 P450 효소로, 폐 독성학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP2F1 Rabbit pAb
비고/별칭	C2F1; CYP2F; CYP11F1; CYP2F1
종	인간
유전자 ID (인간)	1572
면역원	인간 CYP2F1 (NP_000765.2)의 아미노산 100-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P24903
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백