

웨스턴 블롯, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cyp39A1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q9Nyl5

품목 번호: CM0012562

소개

마우스와 교차 반응성을 가지며 웨스턴 블롯(WB), IHC-P, ELISA에서 검증된 CYP39A1 표적 토끼 단일클론 항체입니다. 콜레스테롤 대사 및 IVD 분석법 개발 연구를 지원합니다. 예측 분자량 54kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP39A1 Rabbit mAb
종	인간
유전자 ID (인간)	51302
유전자 ID	51302
면역원	인간 CYP39A1의 아미노산 301-400에 해당하는 서열의 합성 펩타이드. (NP_057677.2)
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NYL5
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩