

Wb 및 Elisa용 Anti-Cyp39A1 토끼 다클론 항체 - Q9Nyl5

품목 번호: CM0021331

소개

인간 CYP39A1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드 오솔로그를 검출합니다. 신경계 콜레스테롤 대사와 간 특이적 옥시스테롤 7-알파-하이드록실화효소 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	CYP39A1 토끼 pAb
종	인간
유전자 ID (인간)	51302
유전자 ID	51302
면역원	합성 펩타이드
생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9NYL5
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩