

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Cyp3A4 단일클론 항체 - P08684

품목 번호: CM0006812



소개

웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA 적용을 위한 인간 CYP3A4를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 약 57 kDa 단백질을 검출합니다. 약물 대사 및 CYP3A4 관련 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP3A4 Rabbit mAb
비고/별칭	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; CYP11A3; CYP11A4; P450C3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
종	인간
유전자 ID (인간)	1576
유전자 ID	1576
면역원	인간 CYP3A4 (NP_059488.2)의 아미노산 400-503 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P08684
단백질 무게	57kDa
배송	아이스백