


Wb, Elisa용 항-Cyp3A5 다클론 항체 - P20815

품목 번호: CM0027043



소개

인간 CYP3A5를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 CYP3A5를 인식합니다. 약물 대사 및 스테로이드 호르몬 경로 연구에 이상적입니다. - P20815

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP3A5 토끼 pAb
비고/별칭	CP35; PCN3; CYP11A5; P450PCN3; CYP3A5
종	인간
유전자 ID	1577 (인간)
면역원	인간 CYP3A5 (NP_000768.1)의 아미노산 233~502에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P20815
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스팩