


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Cyp46A1 토끼 다클론 항체 - Q9Y6A2

품목 번호: CM0022494



소개

WB, IF-P, ELISA 검증 완료 CYP46A1 토끼 다클론 항체; 인간, 마우스, 랫드에 반응합니다. 뇌 콜레스테롤 항상성 효소인 콜레스테롤 24-하이드록실화효소를 표적으로 합니다. 면역원: 아미노산 400-500번 내의 합성 펩타이드. 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP46A1 토끼 pAb
비고/별칭	CP46; CYP46; CYP46A1
종	인간
GeneID	10858
면역원	인간 CYP46A1(NP_006659.1)의 아미노산 400-500번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9Y6A2
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스팩