


Anti-Cyp46A1 토끼 다클론 항체, Wb, If/Icc, Elisa용 - Q9Y6A2

품목 번호: CM0027776



소개

콜레스테롤 24-하이드록실라아제인 인간 CYP46A1에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 뇌 내 콜레스테롤 대사에 관한 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP46A1 토끼 pAb
비고/별칭	CP46, CYP46, CYP46A1
종	인간
GeneID (인간)	10858
GeneID	10858
면역원	인간 CYP46A1 (NP_006659.1)의 아미노산 24-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6A2
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백