

If/Icc, Elisa용 항Cyp4F11 다클론 항체 - Q9Hbi6

품목 번호: CM0023774

소개

인간 CYP4F11에 대한 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 지방산 대사, 비타민 K 불활성화 및 약물 탈메틸화에 관여하는 시토크롬 P450 효소를 표적으로 합니다. 간 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP4F11 토끼 pAb
비고/별칭	CYP11B1; CYP4F11
종	인간
유전자ID (인간)	57834
유전자ID	57834
면역원	인간 CYP4F11 (NP_001122404.1)의 아미노산 60-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HBI6
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백