

Wb 및 Elisa용 항-Cyp4F12 토끼 다클론 항체 - Q9Hcs2

품목 번호: CM0025630

소개

WB 및 ELISA용 항-CYP4F12 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 지방산 및 약물 대사에 관여하는 시토크롬 P450 4F12를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP4F12 토끼 pAb
비고/별칭	CYP11B1; F22329_1; CYP4F12
종	인간
유전자ID (인간)	66002
유전자ID	66002
면역원	인간 CYP4F12 (NP_076433.3)의 아미노산 265-524에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9HCS2
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스팩