

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cyp4V2 Rabbit Polyclonal Antibody - Q6Zwl3

품목 번호: CM0024903

소개

안구 지방산 대사에 관여하는 사이토크롬 P450 효소인 CYP4V2를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에 대한 WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 시각 및 각막 이영양증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP4V2 Rabbit pAb
비고/별칭	BCD; CYP4AH1; CYP4V2
종	인간
GeneID (Human)	285440
GeneID	285440
면역원	인간 CYP4V2 (NP_997235.3)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6ZWL3
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스팩