


Wb, Elisa용 Anti-Cyp51A1 폴리클론항체 - Q16850

품목 번호: CM0029428



소개

라노스테롤 14-알과 디메틸라제(CYP51A1)를 표적하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응. 콜레스테롤 생합성 및 스테롤 대사 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP51A1 Rabbit pAb
비고/별칭	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
종	인간
GeneID (인간)	1595
GeneID	1595
면역원	재조합 단백질: CYP51A1(NP_000777.1)의 아미노산 210-509에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16850
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백