


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cyp51A1 다클론 항체 - Q16850

품목 번호: CM0013522



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 CYP51A1 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 콜레스테롤 생합성 효소인 라노스테롤 14-알파 탈메틸화효소를 검출합니다. 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP51A1 토끼 pAb
비고/별칭	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
종	인간
유전자 ID (인간)	1595
유전자 ID	1595
면역원	CYP51A1의 아미노산 245-420에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000777.1)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16850
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백