


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cyp51A1 Rabbit Monoclonal Antibody - Q16850

품목 번호: CM0007592



소개

재조합 단백질에 대해 제작된 인간 CYP51A1 (라노스테롤 14-알파 탈메틸화효소)에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 콜레스테롤 생합성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP51A1 Rabbit mAb
비고/별칭	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
종	인간
유전자 ID (인간)	1595
유전자 ID	1595
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16850
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스백