

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Cypor 토끼 단클론 항체 - P16435

품목 번호: CM0011957



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 토끼 항-CYPOR 단클론 항체. 사람, 마우스, 쥐와 반응합니다. NADP로부터 전자 전달에 필수적인 NADPH-시토크롬 P450 환원효소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYPOR 토끼 mAb
비고/별칭	CPR; CYPOR; P450R
종	사람
유전자ID (사람)	5447
유전자ID	5447
면역원	사람 CYPOR (P16435)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P16435
단백질 분자량	77 kDa
배송	아이스 팩