

Wb 및 Elisa용 Anti-Cypor 토끼 다클로날 항체 - P16435

품목 번호: CM0021681



소개

인간 CYPOR (NADPH--cytochrome P450 reductase)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 소포체(microsomal) 사이토크롬 P450 시스템의 전자 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYPOR Rabbit pAb
비고/별칭	CPR; CYPOR; P450R
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5447
GeneID	5447
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 CYPOR (NP_000932.3)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P16435
단백질 분자량	77kDa
배송(Shipping)	아이스백