

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cyr61 폴리클로날 항체 - O00622

품목 번호: CM0017733



소개

인간 CYR61 (CCN1/GIG1/IGFBP10)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에 사용. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 세포 부착 및 혈관 신생에 관여하는 42kDa 분비 단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYR61 토끼 pAb
비고/별칭	GIG1; CYR61; IGFBP10
종	인간
GeneID (인간)	3491
GeneID	3491
면역원	합성 펩타이드 인간 CYR61 (NP_001545.2)의 아미노산 120-220에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00622
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백