


Anti-Cysltr1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Y271

품목 번호: CM0022977



소개

Cysteinyl leukotriene receptor 1 (CYSLTR1)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 사람 및 마우스의 WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 염증, 천식 및 GPCR 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	CYSLTR1 Rabbit pAb
비고/별칭	CYSLT1; CYSLTR; CYSLTR; HMTMF81; CYSLTR1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	10800
GeneID	10800
면역원	사람 CYSLTR1 (NP_006630.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9Y271
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백