


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항시스타티오나아제/Cth 다클론 항체 - P32929

품목 번호: CM0025115



소개

시스타티오나아제/CTH 토끼 pAb는 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 다클론 항체입니다. 이 항체는 트랜스황화 및 H₂S 생성의 핵심 효소인 시스타티오닌 감마-라이아제를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	시스타티오나아제/CTH 토끼 pAb
비고/별칭	CGL; CSE; Cystathionase/CTH
종	인간
유전자ID (인간)	1491
면역원	인간 시스타티오나아제/CTH (NP_001893.2)의 아미노산 1-405에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P32929
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백