

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항시스타티오닌 베타 신타아제(Cbs) 단클론 항체 - P35520

품목 번호: CM0002757



소개

인간 시스타티오닌 베타 신타아제(CBS, P35520)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 호모시스테인 대사, 트랜스황화 경로 및 황화수소 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CBS 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CBSL; HIP4; CBS
종	인간
유전자ID (인간)	875
유전자ID	875
면역원	인간 CBS(P35520)의 아미노산 400-551에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P35520
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스 팩