

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cystatin A 단일클론 항체 - P01040

품목 번호: CM0010107



소개

인간 Cystatin A (CSTA)에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 단일백질 억제 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cystatin A Rabbit mAb
비고/별칭	AREI; PSS4; STF1; STFA; Cystatin A
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1475
유전자 ID	1475
면역원	합성 펩타이드 인간 Cystatin A (NP_005204.1)의 아미노산 1-98 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P01040
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 백(Ice bag)